

Active LoopRing

Anpassbarer Penis-Stauring
Adjustable constriction ring for the penis
Anneau adaptable pour le penis
Anillo constrictor para el pene
Anpassningsbar penis-stauring
Flexibel penisring
Verstelbare penisring

Medintim

KESSEL medintim GmbH
Kelsterbacher Str. 28
64546 Mörfelden-Walldorf
Germany
T: + 49 6105 20 37 20
www.medintim.com
Made in Germany

REF IA ALR
EAN: 4013273 001922

ALR | DE | EN | FR | ES | VN | 18.01.2020

Deutsch

Gebrauchsinformation

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation, bevor Sie den Active LoopRing (ALR) erstmals verwenden. Dieser Hygieneartikel kann, bei falscher Anwendung, Verletzungen hervorrufen.

Ursachen Für Erektionsstörungen

Zu den häufigsten Ursachen von Erektionsstörungen gehören u. a.

- Diabetes (erhöhter Blutzucker)
- Bluthochdruck
- Gefäßerkrankungen (z. B. Arteriosklerose)
- Erhöhte Blutfettwerte
- Depressionen (oder andere seelische Erkrankungen)
- Neurologische Krankheiten (z. B. Multiple Sklerose, Querschnittslähmung)
- Operation der Prostata
- Gefäßerkrankungen der Schwellkörper des Penis
- Nieren- und Leberinsuffizienz
- Herzinfarkt und Schlaganfall
- Medikamente (z. B. gegen Bluthochdruck, Herzrhythmusstörungen, Blutfettsenker, Entzündungshemmer, Antidepressiva und zur Entwässerung)
- Rauchen und/oder Alkoholmissbrauch

English

Instructions

Please read this information carefully before using the Active LoopRing (ALR). This device may cause injury if not used correctly.

Indications

The Active LoopRing is used to treat men with erectile dysfunction or impotence. The adjustable constriction ring is intended to improve erection of the penis. Erectile dysfunction could be caused by:

- Diabetes
- Hypertension (high blood pressure)
- Disorder of the cardiovascular system
- High blood lipid concentration
- Depressions or other mental disorder
- Neuropathic disorder (multiple sclerosis, paraplegia)
- Prostate gland disorder and/or prostate surgery
- Vascular disease of the glands penis
- Disorder of the liver or kidneys
- Cardiac infarction or stroke
- Side effects of pharmaceuticals (medication) for e.g. against hypertension, irregular heartbeat, high blood lipid concentration, anti-inflammatory, anti-depressant and for dehydration)
- Hormonal or mental disorder
- Alcohol and drug abuse
- Smoking

Nederlands

Instructies

Lees deze instructies aandachtig door voordat u de Active LoopRing (ALR) gaat gebruiken. Dit product kan bij onjuist gebruik letsel aan de penis veroorzaken.

Indicaties

De Active LoopRing wordt gebruikt voor de behandeling van mannen met erectiestoornissen of impotentie. De verstelbare constrictie-ring is bedoeld om de erectie van de penis te verbeteren. Een erectiestoornis kan veroorzaakt worden door:

- Diabetes
- Hypertensie (hoge bloeddruk)
- Afwijkingen van hart- en bloedvaten
- Hoge bloedlipidenwaarden
- Depressies of andere psychische stoornissen
- Neuropathische afwijkingen (multiple sclerose, paraplegie)
- Prostaatafwijking en/of prostaatoperatie
- Vaatafwijking van de zwellichamen van de penis
- Stoornissen van lever of nieren
- Hartinfarct of beroerte
- Bijwerkingen van geneesmiddelen voor bijv. hypertensie, onregelmatige hartslag, hoge bloeddruk lipidenconcentratie, ontstekingen, depressie en voor vochtafdrijving)
- Hormonale of psychische stoornissen
- Alcohol en drugsmisbruik
- Roken

Produktinformation

Der Active LoopRing (ALR) ist ein Hygieneartikel und wird von Männern mit leichter erektiler Dysfunktion (Impotenz) benutzt. Der anpassbare Active LoopRing ist zur Verbesserung der Erektion des Penis gedacht. Er hilft Männern, die nicht zufrieden sind mit der Qualität ihrer Erektion oder Männern, deren Erektion für eine sexuelle Aktivität nicht fest genug ist.

Was ist erektile Dysfunktion (Impotenz)?

Impotenz ist der umgangssprachliche Begriff für die medizinische Bezeichnung „erektile Dysfunktion“. Diese ist gegeben, wenn ein Mann keine ausreichende Versteifung entwickeln kann, um sexuelle Aktivitäten auszuführen. Erektionen sind das Ergebnis einer verstärkten Blutzufuhr zum Penis. Dieses Blut wird dann vorübergehend durch ein Verschließen der Venen gestaut, der Blutrückfluss zum Körper verringert. Es gibt unterschiedliche Formen (Stufen) erektiler Dysfunktion. Einige Männer können die Erektion nicht halten, da sich ihre Venen nicht ausreichend verschließen und das zur Erektion notwendige Blut bleibt nicht im Penis. Dies nennt man „venöses Leck“. Vielen davon betroffenen Männern kann mit der Anwendung des ALR geholfen werden.

Einige Erkrankungen, wie z. B. Diabetes Mellitus, Herz-Kreislauferkrankungen, Bluthochdruck, bestimmte Verletzungen von Nervensträngen, Alkoholisimus, Drogen, Rauchen und die Einnahme von Medikamenten können ebenfalls erektile Dysfunktion verursachen.

What is Erectile Dysfunction (impotence)?

Erectile dysfunction is commonly called impotence. Impotence is the inability of a man to keep an erection firm enough to perform sexually. Normal erections are the result of increasing blood flow into the penis. This blood is then stored by temporarily closing off the veins that drain the penis.

Some men cannot keep an erection because the veins of the penis stay open and prevent enough blood from being stored in the penis. This condition is called venous leak. Many of these men can be helped with the use of the Active LoopRing.

Application

The Active LoopRing is a hygiene product designed to improve erections by increasing the fullness and firmness of the penis. The Active LoopRing consists of an adjustable loop made of silicone rubber that is placed around the base of the penis and tightened. This pressure reduces the flow of blood out of the penis.

The Active LoopRing may be tightened or loosened to fit. An O-ring and ball-locking unit allow easy adjustment of tension.

Wat is een erectiestoornis (impotentie)?

Een erectiestoornis wordt meestal impotentie genoemd. Impotentie is het onvermogen van een man om een erectie te behouden die stijf genoeg is voor het hebben van seksuele gemeenschap. Normaal is een erectie het gevolg van toegenomen bloedtoevoer in de penis. Dit bloed wordt vervolgens vastgehouden door afsluiting van de vaten die de zwellichamen met bloed vullen.

Sommige mannen kunnen geen erectie behouden omdat de vaten van de penis open blijven staan zodat er niet voldoende bloed in de penis vastgehouden wordt. Deze aandoening noemen wij een veneus lek. Veel van deze mannen kunnen baat hebben bij het gebruik van de Active LoopRing.

Toepassing

De Active LoopRing is een hygiëne product dat ontworpen is ter verbetering van erecties door verhogen van de dikte en stijfheid van de penis. De Active LoopRing bestaat uit een verstelbare lus vervaardigd van siliconen rubber die rond de basis van de penis wordt geplaatst en vervolgens wordt aangetrokken. Deze druk verlaagt de bloedstroom uit de penis. Voor een precieze pasvorm kan de Active LoopRing vaster of losser worden gemaakt. Met het ringetje kan de lus eenvoudig worden vastgezet.

Produkteigenschaften Active LoopRing (ALR)

Der ALR wurde zur Verbesserung der Festigkeit (Versteifung) und Fülle des Penis entwickelt. Der Active LoopRing ist eine feststellbare und individuell anpassbare Schlaufe aus TPE (Thermoplast), die um den Penisschaft, vor die Hoden gelegt und fest zugezogen wird. Der Anpressdruck reduziert den Blutrückfluss aus dem Penis.

Anwendungshinweise:

1. Zum Auseinanderziehen und Öffnen des ALR: Nehmen Sie die Schlaufe in die linke Hand. Das Ende mit der Kugel sollte oben sein (Abb. 1). Mit der rechten Hand greifen Sie in die Schlaufe und ziehen den ALR etwas auseinander (Abb. 2).

2. Führen Sie den Penis durch die gedehnte Schlaufe (Abb. 3) und schieben den ALR Richtung Körper bis vor die Hoden (Abb. 5).

How to use the Active LoopRing:

1. Stretch the ALR: Grasp the loop with the left hand. Note that the end of the tubing with the ball is on top (figure 1). With the right hand, grasp the loop next to the O ring and stretch the ALR device (figure 2).

2. To place around the shaft of the penis: place the end of the penis through the stretched loop and slide the Active LoopRing over the shaft of the penis (figure 3) until it is around the base (see figure 5)

3. Place the Active LoopRing: place it so that the loop goes around the base of the penis. The part

Hoe gebruikt u de Active LoopRing:

1. Rek de ALR op: Pak de lus met de linkerhand vast. Let op dat het uiteinde van de lus met de kogel bovenop ligt (Afb.1). Met de rechter hand pakt u de lus naast de O-ring vast enrekt u de ALR uit (afbeelding 2)

2. Plaatsen om de schacht van de penis: Plaats het uiteinde van de penis door de uitgerekte lus en schuif de Active LoopRing over de schacht van de penis (afbeelding 3) totdat het om de basis ligt (zie afbeelding 5)

3. Plaats de Active LoopRing: plaats het hulpmiddel zo dat de lus om de basis van de penis ligt. Het deel

Richtige Platzierung:

Der ALR muss um den Penis gestreift sein. Der Teil mit der Kugel sollte sich auf der Oberseite des Penis befinden. Nehmen Sie nun das andere Ende des ALR, die Seite ohne die Kugel. Ziehen Sie an diesem Ende die Schlaufe, horizontal weg vom Penis, bis der ALR fest um den Penis anliegt (Abb. 4). Sobald der ALR richtig sitzt, befindet sich das lose Ende an einer der beiden Seiten des Penis. Die Kugel ist oben auf dem Penis (Abb. 5).

4. Spannung des ALR: Nehmen Sie das Ende ohne die Kugel und ziehen es herunter (Abb. 6). Nun sollte der ALR fest genug den Penis umschürmen, damit der Blutrückfluss zum Körper verhindert wird. Zu starke Spannung kann die Erektion beenden. Zu starke Spannung

of the tubing with the ball should be on the top side of the penis. Grasp the tab end (lower end) of the tubing without the ball. Pull horizontally away from the penis until the Active LoopRing is gently snug around the base of the penis (figure 4). When the ALR is first put in place, the ends of the tubing should be on either side of the shaft of the penis with the ball on top (figure 5)

4. To get proper tension: Grasp the tab on the end of the tubing without the ball and pull down (figure 6). The ALR should be tight enough to keep the blood from leaving the penis. Too much tension may lead to discomfort and could cause harm to the penis. If the erection is not firm enough, apply pressure with your hand to the area behind the

scrotum. This may push more blood into the penis. As the penis becomes firm, the ALR may be tightened or loosened to get an erection while providing most comfort.

5. Lösen der Spannung: Nach dem Geschlechtsverkehr oder falls die Erektion zu fest ist, kann der ALR leicht gelöst werden: Ziehen Sie am Ende mit der Kugel (Abb. 7). Einmal gelöst, kann der ALR leicht vom Penis geschoben werden.

Kontraindikationen Active LoopRing

Sprechen Sie unbedingt mit Ihrem Arzt / Ihrer Ärztin vor der Anwendung des ALR, wenn eine der nachfolgenden Bedingungen vorliegt:

- Falls Sie einen anormal geformten Penis haben
- Falls Sie medizinische Gründe haben, keine sexuelle Aktivität auszuführen
- Falls Sie an Sichelzellenanämie, Leukämie, Knochenmarktumoren oder anderen Erkrankungen, die eine veränderte Blutgerinnung zur Folge haben, leiden und die zu Blutungen und verlängerten Erektionen führen.

5. To loosen the tension: after intercourse or if the erection is too firm, the ALR may be loosened by pulling up on the end of the tubing with the ball (figure 7). Once fully loose, the ALR can be removed by sliding over the end of the penis.

Contraindications of Active LoopRing

Talk to your healthcare provider if any of the following factors apply:

- If you have medical advices not to have sexual activities
- If you have sickle cell anemia, leukemia, tumor of the bone marrow or other conditions that change blood clotting and may result in bleeding or prolonged erections.
- If you have an abnormally formed penis.

Warnung und Hinweise:

Dieses Produkt ist aus medizinisch geprüftem TPE (Thermoplastische Elastomere) gefertigt und löst daher keine Latexallergie aus. Falls Sie keine Erektion erreichen können, die für einen Geschlechtsverkehr ausreichend ist, sprechen Sie mit Ihrem Arzt / Ihrer Ärztin, bevor Sie dieses Produkt anwenden. Ihr Arzt / Ihre Ärztin wird Sie auf die häufigsten Ursachen von erektiler Dysfunktion hin untersuchen, wie z. B. Diabetes mellitus, multiple Sklerose, Leberzirrhose, chronisches Nierenversagen und Alkoholisimus.

Benutzen Sie den ALR niemals länger als 30 Minuten. Eine zu lange Anwendung des ALR kann eine dauerhafte Verletzung des Penis verursachen. Schlafen Sie nicht mit dem ALR ein. Warten Sie 60 Minuten zwischen zwei Anwendung des ALR.

Bei Problemen Fragen Sie Ihren Arzt / Ihre Ärztin und wenden Sie den ALR nicht mehr an. Trotz stärkster Spannung des Active LoopRing ist die Erektion kaum noch zu erzielen. Nehmen Sie keinen Alkohol oder Beruhigungsmittel während der Anwendung des ALR ein. Nutzen Sie den ALR nicht zur Geburtenkontrolle. Nutzen Sie den ALR nicht, wenn Sie keine Schmerzempfindung im Penis haben. Schmerzen bei der Anwendung können ein Zeichen sein, dass der ALR Verletzungen hervorruft. Nutzen Sie den ALR nicht, falls Ihre Hände eine eingeschränkte Mobilität haben.

Warning and precautions:

This product is made of TPE thermoplastic rubber which will not cause latex allergic reactions.

- Do not use the Active LoopRing for more than 30 minutes per use. Use of the Active LoopRing for too long may cause permanent injury to the penis. Do not fall asleep wearing the Active LoopRing.
- Wait 60 minutes between uses of the Active LoopRing
- Call your doctor if a problem occurs. Stop using the Active LoopRing if these problems persist.
- Do not use the Active LoopRing if you cannot sense pain in the penis. Pain may be a warning sign that the device is causing injury.
- Do not use the Active LoopRing if you do not have adequate hand function to easily remove the device.
- Do not use alcohol or sedatives when using the Active LoopRing.
- Do not use the Active LoopRing as a method of contraception.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

Dit product is vervaardigd uit TPE thermoplastisch rubber dat geen allergische reacties voor latex veroorzaakt.

- Gebruik de Active LoopRing niet meer dan 30 minuten per keer. Het te langdurige gebruik van de Active LoopRing kan blijvende beschadiging van de penis veroorzaken. Val niet in slaap terwijl u de Active LoopRing draagt.
- Wacht 60 minuten tussen opeenvolgend gebruik van de Active LoopRing.
- Bel uw arts als er zich een probleem voordoet. Stop met het gebruik van de Active LoopRing als deze problemen aanhouden.
- Gebruik de Active LoopRing niet als u geen pijn in de penis kunt voelen. Pijn kan een waarschuwingssignaal zijn dat het hulpmiddel letsel veroorzaakt.
- Gebruik de Active LoopRing niet als u onvoldoende handfunctie heeft om het hulpmiddel makkelijk te verwijderen.
- Gebruik geen alcohol of kalmeringsmiddelen tijdens het gebruik van de Active LoopRing.
- Gebruik de Active LoopRing niet als anticonceptiemethode.

Mögliche Nebenwirkungen des Active LoopRing

• Schmerzen oder Rötungen des Penis

Pflegehinweise:

Der ALR kann immer wieder benutzt werden. Reinigen Sie den ALR mit warmem Wasser und milder Seife. Bewahren Sie ihn trocken und bei Zimmertemperatur auf.

Ersetzen Sie den ALR, falls das Material brüchig wird oder nicht mehr die Spannung hat, um die Dehnung zu erlangen.

Für weitere Informationen über den ALR rufen Sie uns bitte an:

T: + 49 6105 20 37 20
KESSEL medintim GmbH
www.medintim.de

Made in Germany

Possible side effects

• Pain or redness of the penis

Care of the Active LoopRing:

The ALR is re-usable. Clean the ALR after use with warm water and mild soap. Store it at a dry place.

Replace the ALR if the material becomes brittle or no longer has the tension to achieve the required stretch.

Form more information about the Active LoopRing, please call at Germany:

T: + 49 6105 20 37 20
KESSEL medintim GmbH
www.medintim.de

Made in Germany

Mogelijke bijwerkingen

• Pijn of roodheid van de penis.

Onderhoud van de Active LoopRing:

De ALR kan meerdere keren worden gebruikt. Reinig de ALR na gebruik met warm water en een milde zeep. Bewaar het hulpmiddel op een droge plaats.

Vervang de ALR als het materiaal broos wordt of niet meer voldoende rek heeft om de gewenste spanning te bereiken.

Voor meer informatie over de Active LoopRing belt u in Duitsland met:

T: + 49 6105 20 37 20
KESSEL medintim GmbH
www.medintim.de

Geproduceerd in Duitsland

