

English	Deutsch	Français	Italiano
Premeno® Duo Vaginal ovules	Premeno® Duo Vaginal-Ovulums	Premeno® Duo Ovules vaginaux	Premeno® Duo Ovuli vaginali
Application instructions (Please keep these instructions!)	Gebrauchshinweise (Bitte aufbewahren!)	Mode d'emploi (A conserver S.V.P.)	Istruzioni per l'uso (Conservare le presenti istruzioni!)
Composition: Sodium hyaluronate, lactic acid, sodium lactate	Zusammensetzung: Hyaluronsäure-Natrium, Milchsäure, Natriumlactat	Composition: Acide hyaluronique sodique, acide lactique, lactate de sodium	Composizione: Acido ialuronico sale sodico, acido lattico, lattato di sodio
Other ingredients: Fats, ceteareth, beeswax, sorbitan monostearate, macrogols	Sonstige Bestandteile: Fette, Ceteareth, Bienenwachs, Sorbitanmonostearat, Macrogole	Autres composantes: Graisses, ceteareth, cire d'abeille, monostéarate de sorbitane, macrogols	Recipienti: Grassi, ceteareth, cera d'api, sorbitano monostearato, macrogoli
General information: The moisture content, elasticity and acidity level of the vaginal epithelium (vaginal walls) are very finely regulated.	Allgemeine Informationen: Das Scheidenepithel (Scheidenwände) verfügt über eine sehr feine Regulierung der Feuchtigkeit, Elastizität und des Säurehaushaltes.	Informations générales: L'humidification, l'élasticité et l'acidité de l'épithélium vaginal (parois du vagin) sont régulées de manière très sensible.	Informazioni generali: L'epitelio vaginale (pareti vaginali) è caratterizzato da una regolazione ottimale dell'idratazione, dell'elasticità e del metabolismo degli acidi. In determinate situazioni, come per esempio
In certain situations, such as during or after the menopause, after childbirth, while breast feeding, when taking hormone preparations, in mental disturbances (stress), or after cancer treatment (chemotherapy) this regulatory process can be altered or disturbed. As a result the vagina may become dry, and the acid vaginal secretion is disturbed. Some common symptoms of this are: itching, burning, burning during sexual intercourse and a tendency to inflammation. Mechanical stimuli, and also intercourse, can cause small tears and injuries to the epithelium. If the normal level of lactic acid production is reduced, the chance of developing a vaginal infection, and thus vaginal inflammation (cervicitis) and a discharge with a distinct odour, is greatly increased.	In bestimmten Situationen, wie zum Beispiel während oder nach der Menopause, nach einer Entbindung, während der Stillzeit, bei Einnahme von Hormonpräparaten, bei psychischen Störungen (Stress), oder nach einer Krebsbehandlung (Chemotherapie) kann dieser Regulierungsprozess verändert oder gestört werden. Als Folgecheinung kann es zu einer trockenen Scheide und zu einer Störung des sauren Vaginalsekretes kommen. Es treten dann häufig Beschwerden auf wie: Jucken, Brennen, Brennen beim Geschlechtsverkehr und Neigung zu Entzündungen. Durch mechanische Reize, auch durch Geschlechtsverkehr, können kleine Risse und Verletzungen des Epithels auftreten. Kommt es zusätzlich auch noch zu einer Reduzierung der physiologischen Milchsäureproduktion, steigt die Anfälligkeit einer Scheideninfektion und damit einer Scheidenentzündung (Kolpitis) mit deutlich riechendem Ausfluss stark an.	Dans certaines situations, comme par exemple pendant ou après la ménopause, après une naissance, pendant un allaitement, lors de la prise de préparations hormonales, en cas de troubles psychiques (stress), ou après un traitement anticancéreux (chimiothérapie) ce processus de régulation peut être modifié ou perturbé. Une sécheresse vaginale ou une perturbation des sécrétions vaginales acides peut en résulter. Des symptômes apparaissent alors souvent comme des démangeaisons, des brûlures, des brûlures lors des rapports sexuels et une tendance à l'inflammation. Des irritations mécaniques, comme c'est le cas lors des rapports sexuels, peuvent entraîner des petites lésions épithéliales. En cas de diminution simultanée de la production d'acide lactique physiologique, la sensibilité aux infections et aux inflammations vaginales (cervicitis), accompagnées de pertes fortement odorantes, augmente significativamente.	durante o dopo la menopausa, dopo un parto, durante l'allattamento, in caso di assunzione di preparati ormonali, in caso di disturbi psichici (stress), oppure dopo una terapia antitumorale (chemioterapia) questo meccanismo di regolazione può subire alterazioni o danni in grado di causare seccchezza vaginale o alterazione delle secrezioni vaginali acide. In questi casi subentrano spesso disturbi come: prurito, bruciore, bruciore durante i rapporti sessuali e tendenza alle infiammazioni. Eventuali stimoli meccanici, anche durante il rapporto sessuale, possono provocare piccole lacerazioni e lesioni dell'epitelio. Se questi sintomi sono accompagnati da una riduzione della produzione fisiologica di acido lattico, aumentano drasticamente le probabilità di un'inflammazione vaginale e quindi di un'infezione vaginale (vaginite) con perdite maleodoranti.
Premeno® Duo has a dual action, i. e. it aids the healing of two types of vaginal disorders at the same time:	The Wirkung von Premeno® Duo ist dual, d. h. die Heilung von zweierlei Vaginalstörungen wird gleichzeitig unterstützt:	L'effet de Premeno® Duo est double, c'est-à-dire que la guérison de deux troubles vaginaux est stimulée simultanément:	Premeno® Duo svolge una duplice azione, ovvero è in grado di favorire contemporaneamente la guarigione dei due tipi di disturbi vaginali:
- Hyaluronic acid: This is mainly responsible for the moisture and elasticity of the skin (mucous membranes). It also plays a vital part in healing processes and tissue repair.	- Die Hyaluronsäure: Sie ist hauptverantwortlich für die (Schleim-) Hautfeuchtigkeit und deren Elastizität. Außerdem ist sie intensiv an Heilungsprozessen und Gewebereparaturen beteiligt. Neuere Untersuchungen belegen auch die Wachstumshemmung von Candida albicans - der häufigste Erreger der Vaginalmykose (Scheidenpilz). Östrogenmangel ist in der Vaginalhaut zu einer Verringerung der Hyaluronsäure führen, wodurch die Feuchtigkeit, Elastizität und die Gewebebeständigkeit nachlässt.	- Acide hyaluronique: il est responsabile dell'umidificazione dell'epitelio (muqueuse) e del suo elasticità. Inoltre, il partecipa attivamente ai processi di cicatrizzazione e riparazione dei tessuti. Studi recenti confermano anche la sua azione inibitoria nei confronti della Candida albicans - il più frequente agente patogeno della micosi vaginale (fungo vaginale).	- Acido ialuronico: è il principale responsabile dell'idratazione ed elasticità delle pelli e delle mucose. Partecipa inoltre attivamente ai processi di cicatrizzazione e riparazione dei tessuti. Studi recenti confermano anche la sua azione inibitoria nei confronti della Candida albicans - il più frequente agente patogeno della micosi vaginale (fungo vaginale).
Recent studies also show that it inhibits the growth of Candida albicans which is the most common cause of vaginal mycosis (fungal infection of the vagina).	- Die Kombination Milchsäure/Natriumlactat: Zahlreiche Faktoren, u. a. Oestrogenmangel oder Blutungen können das natürlich-saure Scheidenmilieu ungünstig beeinflussen. In der Folge kann es zu einer Überwucherung durch schädliche Bakterien oder Keimen kommen. Die Milchsäure/Natriumlactat Kombination stellt den Scheiden-pH wieder auf den natürlichen Wert von 3,8 bis 4,5 ein und sorgt so für ein verringertes Infektionsrisiko.	Ces nouvelles études montrent également l'inhibition de la croissance de Candida albicans, le germe le plus souvent à l'origine des mycoses vaginales (champignon vaginal). Une carence en œstrogènes peut conduire à une diminution de l'acide hyaluronique, ce qui induit une réduction de l'humidification, de l'elasticité et de la stabilité tissulaire.	La carenza di estrogeni può produrre un calo dei livelli di acido ialuronico nella mucosa vaginale con la conseguente riduzione di idratazione, elasticità e stabilità dei tessuti.
Lack of oestrogen can cause levels of hyaluronic acid in the vaginal skin to fall, which reduces moisture, elasticity and the stability of the tissue.	- Die Kombination Milchsäure/Natriumlactat: Zahlreiche Faktoren, u. a. Oestrogenmangel oder Blutungen können das natürlich-saure Scheidenmilieu ungünstig beeinflussen. In der Folge kann es zu einer Überwucherung durch schädliche Bakterien oder Keimen kommen. Die Milchsäure/Natriumlactat Kombination stellt den Scheiden-pH wieder auf den natürlichen Wert von 3,8 bis 4,5 ein und sorgt so für ein verringertes Infektionsrisiko.	- Association acide lactique / lactate de sodium: de nombreux facteurs, dont la carence en œstrogènes ou des saignements, peuvent influencer de manière désavantageuse le milieu naturellement acide du vagin. Il peut en résulter une multiplication de bactéries ou de germes nocifs. L'association acide lactique/lactate de sodium permet de restaurer le pH vaginal à sa valeur naturelle (3,8 à 4,5) et assure ainsi une diminution du risque d'infection.	- Associazione di acido lattico e lattato di sodio: numerosi fattori, tra cui la carenza di estrogeni o le emorragie, possono influenzare negativamente l'ambiente naturalmente acido della vagina, con la conseguenza di una possibile proliferazione di batteri o germi nocivi.
- The combination lactic acid/sodium lactate: Numerous factors, including lack of oestrogen or bleeding can have a negative effect on the naturally acid vaginal environment. This can cause an overgrowth of harmful bacteria or germs. The lactic acid/sodium lactate combination restores the vaginal-pH to the natural level of 3.8 to 4.5 and thus ensures that the risk of infection is decreased.	The Wirkstoffe sind körperverwandte Substanzen und besitzen deshalb ein sehr geringes Nebenwirkungsrisiko.	Les principes actifs sont des substances apparentées à celles du corps humain et présentent donc un risque d'effets indésirables très faible.	L'associazione di acido lattico e lattato di sodio ripristina il valore naturale del pH vaginale di 3,8-4,5 riducendo così il rischio di infezione.
The active substances are biocompatible substances and therefore have a very low risk of side effects.	Das farb- und geruchsneutrale Ovalum ist einfach anzuwenden und kann im Sinne einer vorbeugenden und/oder therapeutischen Anwendung regelmäßig, bis zu einem Mal täglich, eingesetzt werden.	Les ovules sont incolores et inodores, faciles à utiliser et indiqués pour une utilisation préventive et/ou thérapeutique régulière, jusqu'à une fois par jour.	I principi attivi sono sostanze endogene e comportano quindi un rischio di effetti collaterali molto ridotto.
Premeno® Duo does not contain any hormones.	Premeno® Duo enthält keine Hormone.	Premeno® Duo ne contient pas d'hormone.	L'ovulo incolore e inodore è semplice da applicare e può essere usato regolarmente a scopo preventivo e/o terapeutico, anche una volta al giorno.
Indication:	Indikation:	Indications:	Indicazioni:
- Premeno® Duo are vaginal ovules for the treatment of vaginal dryness, caused by e. g. the menopause, stress, breast feeding or antihormonal chemotherapy, with or without local hormone therapy. Supports healing processes in damaged vaginal epithelium.	- Premeno® Duo sind Vaginalzäpfchen zur Behandlung von Scheidentrockenheit, hervorgerufen durch z. B. Menopause, Stress, Stillzeit oder antihormonelle Chemotherapie, mit oder ohne lokale Hormontherapie. Unterstützt die Heilungsprozessen des geschädigten Vaginalepithels.	- Premeno® Duo sont des ovules vaginaux pour le traitement de la sécheresse vaginale due, par exemple, à la ménopause, au stress, à l'allaitement ou à une chimiothérapie anti-hormonale avec ou sans traitement hormonal local. Renforce le processus de guérison de l'épithélium vaginal endommagé.	- Le suppose vaginali Premeno® Duo sono indicate per il trattamento della seccchezza vaginale dovuta a menopausa, stress, allattamento, chemioterapia antiormonale, con o senza terapia ormonale locale. Supporto dei processi di cicatrizzazione dell'epitelio vaginale danneggiato.
- It reduces the risk of tears caused by mechanical effects and thus the development of bacterial infections. Regular use ensures that adequate vaginal moistness is always maintained, which also improves sexual sensation.	- Es verhindert das Risiko von Rissen durch mechanische Einwirkung und damit das Entstehen von bakteriellen Infektionen. Durch die wiederholte Anwendung ist dauerhaft eine ausreichende Befeuchtung der Scheide gegeben womit gleichzeitig auch das sexuelle Empfinden verbessert werden kann.	- Association acide lactique / lactate de sodium: de nombreux facteurs, dont la carence en œstrogènes ou des saignements, peuvent influencer de manière désavantageuse le milieu naturellement acide du vagin. Il peut en résulter une multiplication de bactéries ou de germes nocifs. L'association acide lactique/lactate de sodium permet de restaurer le pH vaginal à sa valeur naturelle (3,8 à 4,5) et assure ainsi une diminution du risque d'infection.	- Riduce il rischio di lacerazioni dovute ad azioni meccaniche e quindi l'insorgenza di infezioni batteriche. L'applicazione ripetuta garantisce una lubrificazione vaginale sufficiente e duratura che può migliorare al tempo stesso la sensibilità sessuale.
- Improves defence against infections: preventive treatment of colpitis (vaginal infection) and vaginal mycosis (fungal infection of the vagina).	- Verbesserung der Infektabwehr: Vorbeugende Behandlung einer Kolpitis (Scheideninfektion) und von Vaginalmykosen (Scheidenpilz).	- Amélioration des défenses contre les infections: traitement préventif des cervicitis (infections vaginales) et des mycoses vaginales (infections vaginales par des champignons).	- Miglioramento delle difese contro le infezioni: trattamento preventivo di vaginiti (infezione vaginale) e micosi vaginale (fungo vaginale).
Instructions for use: Application of 1x daily to 1x every 3rd day has proven to be effective for the prevention and treatment of dry vaginal epithelium.	Anwendungshinweise: Zur Vorbeugung und Behandlung trockenem Scheidenepithels hat sich eine Anwendung von 1x täglich bis 1x jeden 3. Tag bewährt.	Instructions d'utilisation: Pour la prévention et le traitement de la sécheresse de l'épithélium vaginal, l'utilisation une fois par jour jusqu'à une fois tous les trois jours s'est avérée efficace.	Istruzioni per l'applicazione: Per la prevenzione e il trattamento della seccchezza dell'epitelio vaginale si è dimostrata efficace una posologia da 1 ovulo al giorno a 1 ovulo ogni 3 giorni.
The ovule is simple to insert into the vagina. The ovule is inserted with a finger as deep as possible into the vagina where it melts completely within a few minutes.	Das Einbringen des Zäpfchens in die Vagina ist einfach. Das Zäpfchen wird mit einem Finger möglichst tief in die Scheide eingeführt und schmilzt dort innerhalb weniger Minuten vollständig auf.	L'introduction de l'ovule dans le vagin est facile. L'ovule est introduit avec un doigt le plus profondément possible dans le vagin puis fond complètement en quelques minutes.	L'applicazione è semplice: la supposta viene spinta con un dito nella vagina il più possibile in profondità e si scioglie completamente nel giro di pochi minuti.
Premeno® Duo should not be used after the expiry date (see date printed on outer package).	Nach Ablauf des Verfallsdatums (s. Verpackungsaufdruck) darf Premeno® Duo nicht mehr angewendet werden.	Premeno® Duo ne doit pas être utilisé après la date de péremption (voir l'emballage).	Non utilizzare Premeno® Duo dopo la scadenza (vedere la data stampata sulla confezione).
- In vaginal dryness as a result of oestrogen deficiency during or after the menopause:	- Es verhindert das Risiko von Rissen durch mechanische Einwirkung und damit das Entstehen von bakteriellen Infektionen. Durch die wiederholte Anwendung ist dauerhaft eine ausreichende Befeuchtung der Scheide gegeben womit gleichzeitig auch das sexuelle Empfinden verbessert werden kann.	- En cas de sécheresse vaginale consécutive à une carence en œstrogènes pendant ou après la ménopause:	- In caso di seccchezza vaginale dovuta a carenza di estrogeni nel periodo pre o postmenopausale
Initial therapy: Insert one ovule in the evening before bedtime over a period of 10 consecutive days.	Initialtherapie: Über einen Zeitraum von 10 aufeinander folgenden Tagen 1 Zäpfchen abends vor dem Schlafengehen einführen.	Initialtherapy: Pour la prévention et le traitement de la sécheresse de l'épithélium vaginal, l'utilisation une fois par jour jusqu'à une fois tous les trois jours s'est avérée efficace.	Terapia iniziale: 1 supposta alla sera prima di coricarsi per 10 giorni consecutivi.
Maintenance therapy: For a lasting effect you should insert 1 ovule every 3rd day, for as long as you feel this is desirable.	Erhaltungstherapie: Für eine anhaltende Wirkung sollten Sie, so lange Sie dies als wünschenswert erachten, nach der Initialtherapie 1 Zäpfchen jeden 3. Tag einführen.	Erhaltungstherapie: L'introduction de l'ovule dans le vagin est facile. L'ovule est introduit avec un doigt le plus profondément possible dans le vagin puis fond complètement en quelques minutes.	Terapia di mantenimento: per un effetto duraturo, dopo la terapia iniziale, 1 supposta ogni 3 giorni per tutto il tempo necessario.
Tips for use: Vaginal moistness may be greatly increased in isolated cases; wearing a panty liner is therefore recommended. If the vaginal wall is very sensitive, the ovule can be inserted more easily if it is briefly held under warm water before insertion.	Da es vereinzelt zu starkerer Feuchtigkeitsentwicklung kommen kann, empfiehlt sich das Tragen einer Slipleinlage. Bei sehr empfindlicher Vaginalwand kann das Einführen erleichtert werden, indem das Zäpfchen vor dem Einführen kurz unter warmes Wasser gehalten wird.	Conseils pour l'utilisation: La formation d'un humidité pouvant éventuellement être accrue, il est recommandé de porter une slip-slip. Si la paroi vaginale est très sensible, l'introduction de l'ovule peut être facilitée si on le passe auparavant rapidement sous l'eau chaude.	Suggerimenti per l'uso: Siccome, in casi isolati, si può sviluppare un'umidità maggiore, si consiglia di indossare un salvaslip. Nel caso in cui la parete vaginale sia molto sensibile, è possibile facilitare l'introduzione tenendo brevemente l'ovulo sotto acqua calda prima dell'applicazione.
Contraindications: Medical supervision is recommended if the ovules are used in acute or severe vaginal infections.	Bei vaginaler Trockenheit als Folge eines Oestrogenmangels während oder nach den Wechseljahren:	Conseils pour l'utilisation: La formation d'un humidité pouvant éventuellement être accrue, il est recommandé de porter une slip-slip. Si la paroi vaginale est très sensible, l'introduction de l'ovule peut être facilitée si on le passe auparavant rapidement sous l'eau chaude.	Controindicazioni: In caso di infezioni vaginali gravi o acute, è necessario utilizzare il prodotto sotto controllo medico.
The product should not be used in known hypersensitivity to individual ingredients.	Initialtherapie: Über einen Zeitraum von 10 aufeinander folgenden Tagen 1 Zäpfchen abends vor dem Schlafengehen einführen.	Conseils pour l'utilisation: La formation d'un humidité pouvant éventuellement être accrue, il est recommandé de porter une slip-slip. Si la paroi vaginale est très sensible, l'introduction de l'ovule peut être facilitée si on le passe auparavant rapidement sous l'eau chaude.	In caso di ipersensibilità nota nei confronti di singoli componenti, evitare l'uso del prodotto.
Risks for the unborn child are unknown, but due to a lack of research, application during pregnancy cannot be recommended.	Erhaltungstherapie: Für eine anhaltende Wirkung sollten Sie, so lange Sie dies als wünschenswert erachten, nach der Initialtherapie 1 Zäpfchen jeden 3. Tag einführen.	Conseils pour l'utilisation: La formation d'un humidité pouvant éventuellement être accrue, il est recommandé de porter une slip-slip. Si la paroi vaginale est très sensible, l'introduction de l'ovule peut être facilitée si on le passe auparavant rapidement sous l'eau chaude.	Non sono noti rischi per il feto, ma data la mancanza di studi sul tema non è possibile consigliare l'uso del prodotto in gravidanza.
Since the ovules base contains modified natural fats, condoms or diaphragms made from natural latex should not be used at the same time as Premeno® Duo.	Bei einer bekannten Überempfindlichkeit gegenüber einzelnen Bestandteilen sollte das Produkt nicht angewendet werden.	Conseils pour l'utilisation: La formation d'un humidité pouvant éventuellement être accrue, il est recommandé de porter une slip-slip. Si la paroi vaginale est très sensible, l'introduction de l'ovule peut être facilitée si on le passe auparavant rapidement sous l'eau chaude.	Dal momento che i componenti base delle supposte contengono grassi naturali modificati, non è indicato l'uso di preservativi e diaframma in lattice in concomitanza con Premeno® Duo.
Side effects: Since the ovules contain lactic acid, mild skin reactions (mild burning or itching) may occur in rare cases, particularly if the vaginal epithelium is very dry and/or damaged. These usually disappear within a short period.	Bei vaginaler Trockenheit als Folge eines Oestrogenmangels während oder nach den Wechseljahren:	Conseils pour l'utilisation: La formation d'un humidité pouvant éventuellement être accrue, il est recommandé de porter une slip-slip. Si la paroi vaginale est très sensible, l'introduction de l'ovule peut être facilitée si on le passe auparavant rapidement sous l'eau chaude.	Effetti collaterali: A causa del contenuto di acido lattico, in casi rari, soprattutto in presenza di epitelio vaginale molto secco e/o danneggiato, possono verificarsi leggere reazioni cutanee (lieve sensazione di brûlure o di démangeaison). Ces effets disparaissent la plupart du temps rapidement.
Storage instructions: Store Premeno® Duo in a dry place at 4 °C to 25 °C and protected from light.	Bei einer bekannten Überempfindlichkeit gegenüber einzelnen Bestandteilen sollte das Produkt nicht angewendet werden.	Conseils pour l'utilisation: La formation d'un humidité pouvant éventuellement être accrue, il est recommandé de porter une slip-slip. Si la paroi vaginale est très sensible, l'introduction de l'ovule peut être facilitée si on le passe auparavant rapidement sous l'eau chaude.	Istruzioni per la conservazione: Conservare Premeno® Duo in un luogo asciutto (da 4 °C a 25 °C) e al riparo dalla luce.
Pack size: 10 vaginal ovules of 2g	Es sind keine Risiken für das ungeborene Kind bekannt, aber aufgrund fehlender Untersuchungen kann eine Anwendung während der Schwangerschaft nicht empfohlen werden.	Conseils pour l'utilisation: La formation d'un humidité pouvant éventuellement être accrue, il est recommandé de porter une slip-slip. Si la paroi vaginale est très sensible, l'introduction de l'ovule peut être facilitée si on le passe auparavant rapidement sous l'eau chaude.	Dimensioni della confezione: 10 supposte vaginali da 2g
Made in Germany PZN 06078411 EAN 401327350012	Distribution / Vertrieb / Distributeur / Distributore: KESSEL medintim GmbH Kestlerbacher Str. 28 64564 Mörfelden-Walldorf, Germany tel.: +49 (0) 6105 20 37 20 / fax: +49 (0) 6105 20 37 221 email: service@medintim.de / www.medintim.de	Key / Legende / Légende / Legenda:	Key / Legende / Légende / Legenda:
CE 0124	LOT Batch number / Chargenbezeichnung / Numéro de lot / Codice lotto	Read the instructions for use / Gebräuchsanweisung beachten / Lire le mode d'emploi / Leggere le istruzioni per l'uso	Read the instructions for use / Gebräuchsanweisung beachten / Lire le mode d'emploi / Leggere le istruzioni per l'uso
Manufacturer / Hersteller / Fabricant / Produttore:	Expiry date / Verwendbar bis / Utilisable jusqu'à / Utilizzabile entro	Manufacture date / Herstellungsdatum / Date de fabrication / Data di produzione	Expiry date / Verwendbar bis / Utilisable jusqu'à / Utilizzabile entro
DeltaMed GmbH, Raiffeisenstrasse 8a, 61169 Friedberg, Germany	25°C Recommended storage temperature / Empfohlene Lagertemperatur / Temperatura di conservazione consigliata / Temperatura di conservazione consigliata	4°C Recommended storage temperature / Empfohlene Lagertemperatur / Temperatura di conservazione consigliata / Temperatura di conservazione consigliata	4°C Recommended storage temperature / Empfohlene Lagertemperatur / Temperatura di conservazione consigliata / Temperatura di conservazione consigliata

(بريمينو الثنائي)
ليوس مهيل
ارشادات الاستخدام

المكونات: هلامورونيك الصوديوم ، حمض اللبنيك ، لينات الصوديوم .
مكونات أخرى: دهن ، سباتريل ، سربينتون سترت .
معلومات عامة: العسل ، سربينتون مونو سترت .
يتمتع جدار المهييل بخاصية حساسة لتنفسه ، الرطوبة ، المرنة و افضل حفظ .
ولكن في بعض الحالات على سبيل المثال :

- اثناء او بعد انقطاع الحيض .

- بعد الولاد .

- اثناء النضاعة .

- تناول الادوية التي تحتوي على هرمونات .

- الانظريات النفسية والاجاهد .

- عند او بعد العلاج الكيميائي .

يحدث تغير في عملية التعرق للجدر المهييل هذه والتي تؤدي

إلى جفاف المهييل ، والتي تؤدي بدورها إلى :

الحكة الشديدة ، التغمر بالحرارة أثناء المجام

والملل لحدوث التباينات مهيل ، وقد تحدث بعض الارجح والدواء على الحد من

افراز انتاج حمض اللبنيك الهايم .

و بذلك تزكي امكانية التعرق للجدر المهييل

و حدوث الانهيارات وانبعاث الرذايق الغير

نظير فاعلية بريمينو الثنائي

Premeno) بطربيه مزوجه وذلك من خلال :

الصمود ، والمستوى بالدرجة الأولى عن رطوبة الجلد ومرنته ، عادة على ذلك يساهم بشكل فعال في عملية العلاج رعاية

فيما يلي تفصيل المكونات يمكن ان تؤدي الى تقص

الاستروجين والتى تؤدى لانخفاض حمض

الهلامورونيك فى غشاء المهييل ويساهم في تقليل

الارطوبة و استقراره او الانسجة .

2 المزج بين حمض اللبنيك - لينات

الصوديوم .

نقص الستروجين او التزيف يمكن ان تؤدي الى تقص

لبنيه الوسط المائي والتى تدورها يمكن ان

تساعد على انتشار المكتريكا والجراثيم الضارة .

ذالك تزكي امكانية التعرق للجدر المهييل ويزيد من الماء

الصوديوم .

الحمد من العذى .

لوباس بريمينو الثنائي عديمة اللون والرائحة

لذا يمكن استخدامه بشكل منتظم لمرء واحد

بومبايا فرق الماء او العلاج .

بريمينو الثنائي لا تصنف اى هرمونات .

ملاحظات:

بريمينو الثنائي هو ليوس مهيل لعلاج حفاف

المهييل الناجم عن انقطاع الحبيب ، الاجهاد ،

الرضاعه او العلاج الكيميائي .

ايضا يعمل على تقليل من خطر التشقق الناجم

عن التباينات المائية وبالتالي التعرض

للعدوى المكتريكا . ويكثار استخدامه بشكل

دام يسمح بتناول الارطوبة المناسبة والشعر

المناسب والسلام تحسين الماء العذى من

اخيرا يمكن تحسين الماء العذى من

الجلاج الوقائي من العذى والطفريات

المهيل .

تطبيقات الاستخدام:

للوقياه والعلاج العلاج المهييل يستخدم من

بومبايا احد ثلات أيام .

يتم ادخال اللوبس المهييل باستخراج الاصبع

لصلص الماء العذى ليم دواريه بال الكامل خلال

بضع دقائق .

لا يجب استخدام الماء بعد انقضاء قترة

الصالحه والطاهر الماء على

في حال اهالن الجاف المائي تتجاهل تقص

الاستروجين اثناء او بعد انقطاع الحبيب يتم

الابالج المائي في تكون اى

الدوا لا يسمح بوقت مع بريمينو الثنائي .

يذهب الوقت مع بريمينو الثنائي .

في بعض الحالات النادره وليس تواجه حمض

اللبنيك يمكن حذف حرقه خفيف او حكه .

يقطف الدوا بعد عن الضوء وفي مكان جاف

تحت درجه حراره 25-4 درجه منويه .

حج الماء:

10 لوباس مهيل وزن الواحدة 2 جرام .

الصنف:

شركه تاميدا محدوده

DeltaMed GmbH, Raiffeisenstr. 8a, 61169 Friedberg, Germany

Leyendas / Legenda / Υπόνομα / Key:

Número de lote / Lot / Κωδικός παρτίδας / رقم التشغيلة

Leer las instrucciones de uso / Αλεβετη υπόψη τις οδηγίες χρήσης / اقرأ تعليمات الاستخدام

LOT / ΛΟΤ / م رقم

Temp. de producción / Data de fabrico / Ημερομηνία λήξης / تاريخ الإنتاج

Temperatura recomendada de almacenamiento / Θερμοκρασία φύλαξης / درجة حرارة التخزين

Temperatura de armazenmento / Θερμοκρασία αποθήκευσης / درجة حرارة التخزين

Fecha de caducidad / Data de valideade / تاريخ انتهاء الاستخدام

4°C-25°C / 4°C-25°C / 4°C-25°C

Διάρκεια συσκευασίας: 10 κολπικά υπόθετα των 2g

Περιεχόμενα συσκευασίας: 10 κολ