


Utilisation du pessaire Efemia




INSÉRER EFEMIA

dans le vagin
jusqu'à ce que l'anse
repose contre le corps.
Laisser les lèvres recouvrir l'anse.



EFEMIA LORS D'UN EFFORT

La partie centrale de l'urètre
est légèrement pressée
contre les anneaux de soutien
et se ferme.
Cela permet d'arrêter les fuites.



RETIRER EFEMIA

à la fin de la journée
(16h max ou après l'activité sportive).
Tirer avec douceur sur l'anse.

Guide de taille et conseils d'utilisation


Nous vous encourageons à conseiller le Start Set à vos patientes qui débutent avec Efemia. Vos patientes ont l'opportunité de tester les trois tailles durant leurs activités quotidiennes. Cette démarche leur permettra d'évaluer l'efficacité du produit et de s'assurer de son confort.

START SET



Satisfait ou remboursé pendant 30 jours

Incontinence à l'effort



Efemia lors d'un effort

