

Je commande le Femmeze à 34,90€**

Madame Monsieur

Nom

Prénom

Adresse

Code postal

Ville

Téléphone mobile*

E-mail

*Important pour la livraison

Conformément à la loi Informatique et Liberté N°7817 du 06/01/1978, je dispose d'un droit d'accès et de rectification aux informations me concernant.

Femmeze a-t-il été recommandé par un professionnel de santé ?

Oui Non

Si oui, Nom - Code Postal / Ville du prescripteur :

Possibilités de paiement

Par internet avec paiement sécurisé

www.bivea-medical.fr

Par chèque à l'ordre de Bivea

Paiement en une fois avec un chèque de 40,85€

(dont 5,95€ de frais de port)

Adresse à renseigner :

BIVEA, 6 rue du Solarium, 33170 Gradignan

Par téléphone

au 05 57 26 09 00 avec règlement par CB

** Frais de port non inclus

Tarif applicable en France Métropolitaine

Notre raison d'être est de vous proposer des produits sains, auxquels on croit, respectueux de votre corps et surtout qui vous soulagent au quotidien.

La baguette Femmeze s'inscrit dans notre gamme de produit développée selon ces principes.

Garantie satisfait ou remboursé

Femmeze est garanti **"Satisfait ou remboursé" pendant 30 jours** afin que vous puissiez tester le produit et le retourner si il ne convient pas.

Des questions ?

N'hésitez pas à nous contacter par téléphone au **05 57 26 09 00**

Où trouver Femmeze

Sur notre site internet

www.bivea-medical.fr



6 rue du Solarium
33170 Gradignan



05 57 26 09 00
info@bivea-medical.fr
www.bivea-medical.fr

Création : Bivea - Impression : Saxoprint - Crédits photos : Bivea - Ne pas jeter sur la voie publique - 10/2024

Dispositif pour
rectocèle Femmeze


Baguette vaginale qui aide
à aller à la selle en autonomie




RECTOCÈLE

La rectocèle est une hernie formée par le rectum dans le vagin, à travers une cloison recto-vaginale fragile.

Cela peut provoquer divers symptômes comme une sensation de pesanteur dans le vagin ou des difficultés pour vider complètement les intestins.



La physiologie à l'origine




En temps normal

Le rectum est tenu par les muscles du plancher pelvien et les selles s'évacuent naturellement.

Rectocèle


Un affaissement du rectum dans le vagin peut compliquer l'évacuation des selles, obligeant certaines femmes à utiliser leurs doigts par voie vaginale pour faciliter la défécation.



FEMMEZE

Femmeze est un dispositif qui facilite l'évacuation des selles de manière naturelle et hygiénique.

Elle s'insère dans le vagin et soutient la paroi arrière du vagin, pour rétablir temporairement l'alignement naturel du rectum.



Avantages

- Facile à manipuler
- S'utilise en autonomie
- Sûr, hygiénique et réutilisable
- Dispositif médical de classe 1
- Garantie satisfait ou remboursé

Dimensions


- Spatule vaginale : 8 cm x 2,5 cm
- Manche : 17 cm

UTILISATION



Insertion

Lorsque vous êtes assise sur les toilettes, prête à aller à la selle, introduisez le Femmeze doucement dans le vagin. Le côté concave de la spatule doit faire face à la paroi arrière du vagin (anus).



Action du Femmeze

Réalisez une douce pression vers l'arrière du corps pour déféquer et évacuer les selles.