

Medintim

Active³[®]

Erection System



Traitement par la pompe à vide contre la dysfonction érectile (DE)

Medintim

Active³[®]

Erection System

A close-up photograph of a man's bare torso. He is holding a blue, cone-shaped medical device against his groin. The device has a bulbous base and a tapered tip. A dark blue rectangular text box with white text is positioned over the device, with a thin blue line pointing from the text to the device's base. The background is a solid light orange color.

Medintim

Mettez en place
les manchons
et le cône.

Active³
Erection System

Medintim

Placez un anneau
de constriction
à l'aide du cône.

Active³
Erection System

A photograph of a man's bare torso from the chest down to the waist. He is holding a blue, ring-shaped device with both hands, positioned around his penis. The device has a clear, flexible tube extending from it. The background is a solid, warm orange color.

Medintim

**Alternative:
Mettez l'anneau
de constriction
avec les mains.**


Active³
Erection System

Medintim

Prêt à
l'emploi.



Active³
Erection System

A person is lying in a hospital bed, their arm extended. A medical device with a blue circular component is attached to their arm. The person's hand is visible, holding a small blue object. The background is a solid blue color.

Medintim

Utilisation



Medintim

**Mettez
du lubrifiant.**

Active³
Erection System

Medintim



Appuyez
contre le corps
et pompez.

Active³
Erection System

Medintim



Le vacuum crée
une érection dans
le cylindre.

Active³
Erection System

Medintim

Tirez l'anneau
de constriction
sur le pénis.

Active³
Erection System



Medintim

L'érection est parfaite.
Enlever l'anneau après
max 30 min.

Active³
Erection System

A close-up photograph of a man's hands removing a dark red, bulbous constriction ring from his penis. The ring is being pulled away from the base of the penis. The background is a solid orange color.

Medintim

Après l'utilisation,
retirez l'anneau de
constriction du pénis.

Active³
Erection System



Medintim

État après l'utilisation.

Active³
Erection System



www.medintim.de



CE 0483
FDA registered device
Made in Germany

Medintim

www.medintim.de



KESSEL Medintim GmbH
Kelsterbacher Str. 28
64546 Mörfelden-Walldorf
Germany

Distribution en France:

BIVEA
www.bivea-medical.fr

Distribution au Maroc:

Intima medical
www.intima-medical.ma

Distribution en Belgique:

Memidis pharma
www.memidis.com